

모 델		PDC-32G	PDC-001
PLASMA 발 생 방 식		유도 결합 PLASMA (ICP)	
RF 출력	저	DC680V 10mA 6.8W	DC716V 10mA 7.16W
	중	DC700V 15mA 10.5W	DC720V 15mA 10.15W
	고	DC720V 25mA 18W	DC740V 40mA 29.6 W
진공 펌프 접속구		Φ1/2"	
전 원		AC110V 50/60Hz	
소 비 전 력		100W	200W
챔 버 사 이 즈		Φ76 X 길이 178mm	Φ152 X 길이 152mm
중 량		6Kg	21Kg
부 속 품		파이렉스 챔버 , 니들밸브 (1/8" NPT)	