

## ■ 사양

형번		DKM300	DKM400	DKM600
대류방식		강제대류		
성능	온도설정범위	실온 + 10~260℃		
	최고온도도달시간	약 60분 (실온 + 10~210℃)· 약 90분 (실온 + 10~260℃)		
	온도분포정도	±2.5℃(at210℃)		
구성	히터	스테인레스 파이프 히터0.8kW	스테인레스 파이프 히터1.2kW	스테인레스 파이프 히터1.34kW
	온도센서	온도 조절기/K열전대, 과승방지용/액압식과승방지기(센서)		
기능	온도제어	PID 제어		
	타이머	1분 ~99시간 59분 및 100시간~999시간 50분 (타이머 웨이트 기능 첨부)		
	안전장치	자기진단기능(온도센서 이상·히터 단선·SSR 합선·자동과승방지)· 키 록·독립과승방지기·과전류 첨부 누전 브레이커		
규격	고내 용량	27ℓ	90ℓ	150ℓ
	선반피치단수	35mm피치 6단	35mm피치 9단	35mm피치 12단
재질		외장/크롬 프리 전기 아연 도금 강판·내약품성소부도장, 내장/스테인레스, 단열재/유리 섬유		
전원		AC100V50/60Hz 8.5A	AC100V50/60Hz 12.5A	AC100V50/60Hz 14A
선반내하중		15kg/매		
중량		약35kg	약50kg	약65kg
부속품		스테인레스 편칭 선반용 판자×2매·봉수×4개(최하단 1매는 나사지)		