

사양

모델	강제대류방식 · V시리즈		
	OF-300V(-R) / OFW-300V(-R) OFP-300V(-R) / OFWP-300V(-R)	OF-450V(-R) / OFW-450V(-R) OFP-450V(-R) / OFWP-450V(-R)	OF-600V(-R) / OFW-600V(-R) OFP-600V(-R) / OFWP-600V(-R)
온도제어범위	실온 + 20~270℃		
최고온도도달시간	약 20분	약 45분	약 55분
온도분포정확도(JTM K05)	±3℃(at 270℃)	±8℃(at 270℃)	
온도변동(JIS)	±1℃(at 270℃)		±1.5℃(at 270℃)
온도구배(JIS)	10℃(at 270℃)	23℃(at 270℃)	25℃(at 270℃)
온도제어방식	PID 제어, SSR출력		
부가기능	타이머사양 -> ON타이머 · OFF타이머 · SVE타이머 · ON/OFF타이머 프로그램사양 -> 최대 8스텝 x 4패턴의 프로그램 기능		
안전장치	디지털 설정식 과속방지기능 · 과전류 브레이커 · 뱅 아웃 구조(센서단선시 히터 OFF)		
히터용량	1100W	1300W	1400W
	K열전대 x 2개(온도조절용 · 과속방지용 각 1개)		
선반간격 / 단수	35mm간격 · 6단	35mm간격 · 10단	35mm간격 · 11단
외장 / 내장	SUS304(SOFW), 스틸 분체도장(그 외) / SUS304(일부분 SUS443J1)		
배기구	Φ32mm x 1개소		Φ32mm x 2개소
외치수	400 x 447 x 610mm	550 x 567 x 760mm	700 x 617 x 810mm
고내용량	약 25ℓ	약 91ℓ	약 150ℓ
중량	약 25kg	약 40kg	약 50kg
전원	AC 100V 50/60Hz, 코드길이 : 2.4m (3P 플러그)		
정격전류	11.5A	13.5A	14.5A
선반내하중	15kg	5kg	
부속품	선반 2매, 선반 레일 2세트		



콘텐츠산업 진흥법에
의한 표시

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보
2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2018년 12월 05일
3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍
4. 콘텐츠의 이용조건
5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨

Copyright © 2018 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.