

■ 사양

| 형번 | AVO-200NB | AVO-250NB | AVO-310NB |
|-----------|--|-----------|--------------------|
| 가열 방식 | 관체 가열 방식 | | |
| 고내 용량 | 8ℓ | 15ℓ | 30ℓ |
| 온도 설정 범위 | 40~220℃ | | |
| 사용 진공도 범위 | 0.1~101kPa | | |
| 타이머 기능 | 오토 스타트, 오토 스톱, SVE타이머, ON/OFF 타이머 | | |
| 제어 방식 | PID 제어 SSR 출력 | | |
| 센서 | K형 열전대 | | |
| 독립과승방지 기능 | 액체 팽창식 자동 온도조절장치(동작 온도 다이얼 설정) | | |
| 안전 장치 | 자동과승방지 기능·자기진단기능(히터 단선 검지·센서 이상 검지)·과전류 브레이커 | | |
| 외장·내장 | 외장/스틸소부도장 완성해 내장/스텐레스(SUS304), 선반용 판자/알루미늄 관찰창강화유리 + PC(폴리카보네이트(polycarbonate)) 제 보호판 | | |
| 밸브 구경 | 외경φ13mm | | |
| 히터 용량 | 800W | | 1360W |
| 전원 | AC100V 50/60Hz 8A | | AC100V 50/60Hz 14A |
| 전원 코드 | 2.5m 3 P플러그 첨부 | | |
| 중량 | 약 25kg | 약 33kg | 약 45kg |
| 부속품 | 선반용 판자 2단 | | |