

■ 사양

형번	HHP-411V	HHP-4030	HHP-230SQ	HHP-330SQ
설정 온도	40~400℃			
온도분포정도	±1℃			
온도상승속도(주위온도 25℃시)	200℃ / 6분, 300℃ / 15분, 400℃ / 35분		200℃ / 15분, 300℃ / 20분, 400℃ / 40분	
온도 센서	K열전대			
천판 재질	알루미늄(표면 황산 알마이트 처리)			
본체 사이즈	330×305×80mm	480×460×90mm	310×390×90mm	410×490×90mm
전원 코드	길이 2m 3P타입			
소비 전력	800W	3.5kW	1.4kW	3.2kW
중량	6kg	15kg	8kg	14kg