

■ 사양

형번	ST-110	ST-120
전원전압	AC100V Φ 1 50/60Hz	
최대전류	9A	13A
방식	강제열풍순환 · 환기방식	
온도변동폭	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	
온도분포	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}(\text{at}+100^{\circ}\text{C})$, $\pm 1.5^{\circ}\text{C}(\text{at}+200^{\circ}\text{C})$	
온도상승시간	외부온도 $+200^{\circ}\text{C}$ 까지 30분 이내	
안전장치	전원용누전차단기, 상·하한온도경보, 자동온도과승방지, 온도조절이상경보	
고내 용량	15ℓ	39ℓ
외치수	300×540×435mm	480×640×435mm
중량	B1/약25kg, B2/약23kg	B1/약35kg, B2/약33kg
내장재질	스텐레스강판	