

형번	NDK-1K	NDK-2K
온도설정범위	실온+10℃~350℃	
온도설정	디지털 입력식	
온도분포폭	4℃	
온도제어방식	마이크로 컴퓨터식 PID 제어방식	
온도표시방식	LCD디지털표시 (설정, 측정온도 동시표시, 히터출력 막대그래프 표시)	
내부온도센서	K열전대	
안전장치	자기진단기능(상하한 온도이상검출, 히터이상검출, 센서이상검출, 이상가열방지장치(서모스타트), 과전류퓨즈	
히터용량	670W	890W
부가기능	타이머기능 : 설정범위/1분~99시간 59분 (1분단위) 프로그램 기능 : (1)스텝수/최대 8스텝 (2)리피트 횟수/최대 999회 (3)설정분해능/온도 0.1℃, 시간1분 (4)시간설정 범위/1분~99시간 59분 (1분단위) 통신기능 : PC출력 (RS232C/D-sub9pin 2m) 외부온도센서 대응, 상하한 온도경보, 알람신호출력 설정값 메모리기능 : Key Lock 기능, Auto Tunign 기능	
천판재질	알루미늄 (세라믹 코팅 가공)	
사이즈	240×280×90mm	320×360×90mm
전원	AC220V 60Hz	



콘텐츠산업 진흥법에
의한 표시

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품명
 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2017년 03월 23일
 3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍
 4. 콘텐츠의 이용조건
 5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨
- Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.