

■ 사양

형번	KDF-S70	KDF-S70G	KDF-S80	KDF-S80G	KDF-S90	KDF-S90G
노내용적	2.4ℓ		6.6ℓ		14.9ℓ	
전원전압	AC100V 50/60Hz 1.4kW		AC200V 단상50/60Hz 3kW		AC200V 단상50/60Hz 4kW	
사용온도범위	100℃~1150℃, 온도 컨트롤 단위/0.5℃					
로체 재질	Ceramic Fiber					
안전 장치	로내 온도 감응형 냉각 팬, 과전류 브레이커, 과온도상승도 설정기, 리어 커버 센서 마이크로 컴퓨터 이상 검출 장치(컴퓨터 이상, 히터 단선, 온도센서 단선, 과온도상승 이상, 메모리 내용 이상)					
가스도입유닛	옵션	표준 장비 (질소2ℓ/min)*2	옵션	표준 장비 (질소2ℓ/min)*2	옵션	표준 장비 (질소5ℓ/min)*2
제어방식	시분할 P.I.D 제어 방식(오토 튜닝 기능부) P.I.D 정수…패턴 당 1종류					
프로그램 수	9 패턴(1패턴 당 예약시간, 승강온시간, 보관유지 시간을 각 1종류 설정가능)					
중량	약 20.5kg	약 21.5kg	약 26.5kg	약 27.5kg	약 39kg	약 40kg
부속품	로상판, 배기공 마개, AC코드(70 시리즈는 본체에 장치)*1, 가스 도입 유닛(G타입만)					