

■ 사양

형번		LTB-125	LTB-250	LTB-400
성능	온도 정도(℃)	±0.1(조건에 의해 다르다)		
	냉각 능력(W)	160(at 10℃)	310(at 10℃)	395(at 10℃)
사용액 종류		시수, 에틸렌글리콜 등		
외치수(mm)		210×385×615	290×425×700	350×580×965
중량(kg)		25	35	50
냉매		R134a		
순환 펌프		최대 유량4ℓ/min, 최대양정1.5m	최대 유량10ℓ/min, 최대양정2m	최대 유량10/13ℓ/min, 최대 양정6.5/8.5m
순환 노즐		외경φ11mm(적응 튜브 내경φ9mm)		
가열 히터		1kW		
전원		단상 AC100V 50/60Hz		
최대운전전류		14A	15A	18A
온도제어(센서)		마이크로컴퓨터 PID 제어 (백금촉온저항체 : Pt100)		
안전 기능		자기진단기능(상, 하한 온도 이상 검출·플로트식 히터 단선·누전, 과전류 브레이커·냉동기 overload 릴레이)		
타이머 기능		설정 범위/1분~48시간(1분 단위)		
부속품		고무 호스(내경φ8mm, 1m)×2개		