

■ 사양

형번	RP-1000	RP-2000	RP-2100
유량 가변 범위	-		1~50배(동일 튜브)
유량 정도	반복 정도 ±1%이내, 전원(90~110V)변동 ±1%이내		
최대양정	22m		
압력	토출압 205.9kpa(2.1kg/cm ²), 흡인압 9.8kpa(0.1kg/cm ²) MAX		
허용 점도	1.5 Pa·s		
모터	AC스피드 컨트롤 모터 (H형 6W), (L형 3W)	DC모터(15W)	DC모터(10W)
구동 회로	정회전 자동 제어 회로		DC서보 방식
외부컨트롤 단자	-		입력 유량 설정0~5VDC FLOW, STOP
전원	AC100V 50/60Hz 10W(플러그 형상/2P)		
사이즈	110×150×180mm	110×150×180mm (1ch)	
중량	2kg	2kg (1ch)	
기타	-		MAX FLOW 스위치
부속품	실리콘 튜브 5-3, 4-2, 3-1mm, 1m 각1개		