

■ 사양

제품번호	HPM-0G	HPM-1G	HPM-2G
최고 온도 (상용/질소 가스 치환시)	1250℃ / 약 1000℃		
온도상승 시간 (상온→최고 온도)	약 90분 (공로상태)		
센서/제어 방식	R형 열전대/PID 제어		
독립과승방지 기능	임의의 설정 온도에서 히터 출력 OFF(디지털 설정식)		
프로그램 기능	16 스텝, 8 패턴		
시간 설정 범위	0분 99시간 59분 (시간 설정 분해가능 1분 )		
히터	캔 탈 panel heater 2면1000W	캔 탈 panel heater 2면1500W	캔 탈 panel heater 3면3000W
안전 기구	센서 이상 검지, 독립과승방지, 노우 퓨즈 브레이커, 문 스위치		
전원	AC100V 10A	AC100V 15A	AC200V 15A
전원 코드	길이 2m, 2 P플러그부	길이 2m, 둥근단자부	
로체 재질	Ceramic Fiber		
외장	스틸 내열 도장		
중량	30kg	35kg	60kg
부속품	로상판×1매, 배기구 마개×1개	멀라이트 선반×2매, 사이코로 지주×3개, L형 지주×3개, 배기구 마개×1개	