

■ 사양

모델	BL61208	BL61408	BL62826 · 34 · 50 · 58 · 66	BL64708	BL98601
재질	PP(폴리프로필렌)	PFA(불소수지)· PPS(폴리페닐렌 설파이트)	PTFE(불소수지®)· PPS(폴리페닐렌설파이트)	PA(폴리아미드)	PTFE(불소수지®)
내열 온도	-	0 ~ +250℃	-50 ~ +250℃	-	+250℃
내압	-		약 1MPa(실온시)	-	
소켓	GL14×2		-		
오토 클레이브	불가능	가능	-		
부속품	-		내부스퍼어파트세트, 스퍼어캡	-	



콘텐츠산업 진흥법에
의한 표시

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보
 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2017년 03월 02일
 3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍
 4. 콘텐츠의 이용조건
 5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨
- Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.