

■ 사양

형번	WRA-01	WRA-11	건조제 병 S	건조제 병 M	WRA-02
재질	본체/실리콘 고무, 홀 캡/PP(폴리프로필렌), 셴텀/실리콘 고무	실리콘 고무	건조제용 병/PS(폴리스티렌), 캡/PP(폴리프로필렌)		실리콘 고무
사이즈(mm)	φ40×56	φ24.3×5	φ21×54.8	φ28×63.3	φ40×32.2
입수	1개	10개	1개		
부속품	셴텀×3개, 홀 캡×2개	—			



콘텐츠산업 진흥법에
의한 표시

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보
2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2020년 02월 27일
3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍
4. 콘텐츠의 이용조건
5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨

Copyright © 2020 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.