

型番	AVO-200NS	AVO-200NS-D	AVO-250NS	AVO-250NS-D	AVO-310NS	AVO-310NS-D
加熱方式	缶体加熱方式					
庫内容量	8ℓ		15ℓ		30ℓ	
温度設定範囲	40～220℃					
使用真空度範囲	0.1～101kPa					
タイマー機能	ONディレイ・OFFディレイ・ON/OFFタイマー					
プログラム機能	16ステップ8パターン					
制御方式	PID制御SSR出力・K型熱電対×2					
安全装置	独立過昇防止機能(デジタル設定式)・自動過昇防止機能・自己診断機能(ヒーター断線検知・センサ異常検知)・過電流ブレーカー					
外装・内装	外装／スチール焼付塗装仕上げ、内装／ステンレス(SUS304)、 観察窓／強化ガラス(厚さ12mm)・ポリカーボネート製保護板					
バルブ口径	外径φ13mm					
ヒーター容量	800W				1360W	
電源	AC100V 50/60Hz 8A				AC100V 50/60Hz 14A	
電源コード	2.5m 3Pプラグ付					
重量	約25kg		約33kg		約45kg	
付属品	棚板2段					