

## ■ 사양

| 형번        | AVO-200NS                                                                       | AVO-200NS-D | AVO-250NS | AVO-250NS-D | AVO-310NS          | AVO-310NS-D |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|
| 가열 방식     | 관체 가열 방식                                                                        |             |           |             |                    |             |
| 고내 용량     | 8ℓ                                                                              |             | 15ℓ       |             | 30ℓ                |             |
| 온도 설정 범위  | 40~220℃                                                                         |             |           |             |                    |             |
| 사용 진공도 범위 | 0.1~101kPa                                                                      |             |           |             |                    |             |
| 타이머 기능    | ON딜레이·OFF딜레이·ON/OFF타이머                                                          |             |           |             |                    |             |
| 프로그램 기능   | 16 스텝 8 패턴                                                                      |             |           |             |                    |             |
| 제어 방식     | PID 제어 SSR 출력·K형 열전대×2                                                          |             |           |             |                    |             |
| 안전 장치     | 방지 기능(디지털 설정식)·자동과승방지 기능·자기진단기능(히터 단선 검지·센서 이상 검지)·과전류                          |             |           |             |                    |             |
| 외장·내장     | 외장/스틸소부도장 완성해 내장/스테인레스(SUS304),<br>관찰창/강화유리(두께12mm)·폴리카보네이트(polycarbonate)제 보호판 |             |           |             |                    |             |
| 밸브 구경     | 외경φ13mm                                                                         |             |           |             |                    |             |
| 히터 용량     | 800W                                                                            |             |           |             | 1360W              |             |
| 전원        | AC100V 50/60Hz 8A                                                               |             |           |             | AC100V 50/60Hz 14A |             |
| 전원 코드     | 2.5m 3 P플러그 첨부                                                                  |             |           |             |                    |             |
| 중량        | 약 25kg                                                                          |             | 약 33kg    |             | 약 45kg             |             |
| 부속품       | 선반 2단                                                                           |             |           |             |                    |             |