

■ 사양

형번	퓨어 스페이스·05	퓨어 스페이스·10
풍량	5 단계 조절/약 5m ³ /min(표준), 약 4m ³ /min, 약 3m ³ /min, 약 2m ³ /min(SILENT), 약 6m ³ /min(SPEEDCLEAN)	5 단계 조절/약 10m ³ /min(표준), 약 8m ³ /min, 약 6m ³ /min, 약 4m ³ /min(SILENT), 약 11m ³ /min(SPEEDCLEAN)
풍속	표준 약 0.5m/s(최저 0.2m/s)	
분출구 청정도	클래스 100	
HEPA 필터 사이즈	450×450×50mm(패킹 제외)	610×610×50mm(패킹 제외)
본체 재질	ABS 수지	
모터	DC브러시리스 모터	
전원	AC100V 50/60Hz 약 39W	AC100V 50/60Hz 약 67W
전원 코드	길이 5m 3 P플러그 첨부	
리모콘 코드길이	2m	
중량	약 8.6kg	약 11kg