

■ 사양

성능	트랩 냉각온도	-45℃
	제습량	1ℓ/회
기능	안전기능	누전·과전류브레이커, 자기진단기능, 냉동기보호(고압압력스위치, 과부하릴레이) 진공 자동리크밸브, 서비스 콘센트용 퓨즈
외치수/중량		450×420×440mm / 약350kg
전원입력 · 정격전원		6A 600VA · AC100V 50/60Hz

※ 성능은 실온 20℃, 정격전원전압 50Hz일 때의 값입니다.

※ 전원입력은 서비스 콘센트의 용량을 포함하지 않은 값입니다.