


■ 치수표

Capacity	A (mm) (Narrow/Wide)	B (mm) (Narrow/Wide)	C (mm) (Narrow/Wide)	D (mm) (Narrow/Wide)	E (mm) (Narrow/Wide)	F (mm) (Narrow/Wide)
50mℓ	76 / 77	16 / 20	56 / 55	40 / 40	11 / 25	26 / 40
100mℓ	100 / 98	20 / 20	76 / 76	47 / 47	16 / 25	33 / 40
250mℓ	133 / 130	20 / 22	109 / 106	62 / 62	16 / 32	33 / 50
500mℓ	167 / 162	22 / 22	141 / 138	76 / 76	20 / 42	40 / 61
1 ℓ	203 / 198		177 / 174	95 / 92	20 / 48	40 / 67
2 ℓ	244 / 243	22 / 30	218 / 210	120 / 120	42 / 65	61 / 91



콘텐츠산업 진흥법에
의한 표시

1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보
2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2020년 01월 29일
3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍
4. 콘텐츠의 이용조건
5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업 진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨

Copyright © 2020 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.