

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR
 WWW.LABOTEC.CO.KR / LABOTEC
PLUG SILICONE
 WWW.LABOTEC.CO.KR

品番	型番	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)
5-1093-03	N-12	13	9	13	17
5-1094-03	N-15	16	11	14	22
5-1095-03	N-17	19	13	15	25
5-1096-03	N-19	21	15	16	28
5-1097-03	N-22	24	18	18	30
5-1098-03	N-24	26	20	20	32
5-1093-04	N-28	30	21		34
5-1099-03	N-32	34	22	24	36
5-1093-05	N-38	40	26	30	44
5-1100-03	N-42	44	30	32	46
5-1101-03	N-52	54	40	36	50

LABOTEC / WWW.LABOTEC.CO.KR



한국산업안전보건공단
 제작 표시

1. 공점사의 명칭 : 삼영정밀 2. 공점사의 제작 일 일자 : 2014년 6월 18일
 3. 공점사의 제작자 : (주)삼영정밀 4. 공점사의 인증번호
 5. 공점사의 유효기간 : (주)삼영정밀 사에서 제조한 공점사의 (한국산업안전보건공단) 제작 표시 또는 (주)삼영정밀에서 (주)삼영정밀
 Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.