

CLOSURE SILICONE

品番	型番	外側(φmm)	外側(φmm)	外側(φmm)	内側(φmm)	適用
		上径	下径	高さ	天井	
6- 350-01	M-12A	14	15	11	11	12mm 小試験管用
6- 350-02	M-13	15	16	15	12	13mm 小試験管用
6- 350-03	M-15	18	19		15	15mm 小試験管用
6- 350-04	M-16.5	19	20	18	15.5	16.5mm 小試験管用
6- 350-05	M-18	20	22		17	18mm 小試験管用
6- 350-06	M-20	23	24			沈殿管用
6- 350-07	M-22	25	26	20	20	21mm 小試験管用