

CLOSURE SILICONE

品番	型番	内径(W)(mm)	外径(A)(mm)	内径(B)(mm)	全高(C)(mm)	適用
6- 351-01	W-9	12	10	7.5	20	9mm 試験管用
6- 351-02	W-10	13	10.7	9	19.5	10mm 試験管用
6- 351-03	W-12	13.5	11.5	10	24.5	12mm 試験管用
6- 351-04	W-15	17	14	12.5	28	15mm 試験管用
6- 351-05	W-16		15		30	16mm 試験管用
6- 351-06	W-18	21	16.5	14	35	18mm 試験管用
6- 351-07	W-21	24	19	18		21mm 試験管用
6- 351-08	W-20	25	22	19	39	沈殿管用
6- 351-09	W-24			20		24mm 試験管用

© 株式会社 東洋化成工業

1. 閉塞材の形状 : 全周密封 2. 閉塞材の材質 : 2014年 10月 10日
3. 閉塞材の形状 : 全周密封 4. 閉塞材の材質 : 2014年 10月 10日
5. 閉塞材の形状 : 全周密封 6. 閉塞材の材質 : 2014年 10月 10日
Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.