


■ 사양

형번	DO-90FG	DO-150FG	DO-251FG
대류방식	강제대류		
온도조절범위	실온 +5°C to 250°C		
시간조절범위	00m00s~99h59m 설정가능		
온도제어	PID 제어		
히터제어	SSR 무접점 제어 방식		
히터용량	1500W	2000W	2500W
내부치수	450×450×450 (W×D×H)	500 X 500 X 600(Wx D x H)	700 X 600 X 600(Wx D x H)
외부치수	772×900×1385	872 X 959 X 1585	880 X 992 X 1735
용량	90 L	150 L	250 L
내부재질	스테인레스 스틸		
외부재질	스틸분체도장 마감		
패킹재질	실리콘고무 패킹		
부속품	스테인레스 선반 2EA(기본제공)		
안전장치	팬모터 과부하 방지 장치		
	도어 열림 알람 및 모터 정지		
	전기 누전 차단기		
	과온방지 콘트롤러		
	정전시 자동복귀기능		
	설정시간 도달후 부저음		
전원	220V,1Φ, 7A	220V,1Φ, 9A	220V,1Φ, 11.3A



1. 콘텐츠의 명칭 : 상품정보 2. 콘텐츠의 제작 및 표시 : 2018년 10월 25일
 3. 콘텐츠의 제작자 : (주)라보텍 4. 콘텐츠의 이용조건
 5. 콘텐츠의 보호기간 : (주)라보텍 사이트의 모든 콘텐츠는 [콘텐츠산업진흥법]에 따라 제작 또는 갱신일로부터 5년간 보호됨
 Copyright © 2014 by LABOTEC. All contents can not be copied without permission.