

■ 사양

형번	DP-1S/DP-2S	DP-1M/DP-2M	DP-1L/DP-2L
회전수 설정범위	100~1500 rpm(설정 분해가능 : 10 rpm)		
교반수	1	4	6
온도 설정 범위	0~350℃(설정 분해가능 : 1℃)		
온도 제어 방식	마이크로컴퓨터식 PID 제어		
내부 온도 센서	K열전대		
타이머 기능	설정 범위/1분 ~99시간 59분 (1분 단위)		
프로그램 기능 (DP-2 타입만)	1 패턴 8 스텝/각 스텝에 온도·회전수·시간 설정		
플레이트 치수	180×180mm	210×210mm	300×210mm
플레이트 재질	알루미늄 다이캐스트(세라믹 코팅)		
히터 용량	800W	1000W	1200W
전원	AC100V 50/60Hz		
중량	4.0kg	8.1kg	10.5kg