

■ F-TELON Glovebox Glove 시험성적서

▪시험성적표

| | 일반 합성 고 무 | F-TELON | 천연고무 |
|-----------------------|--------------|---------|------|
| 질산(20%)+불산(4%) [실온] | B | A | B |
| 질산(20%)+불산(4%) [70°C] | C | A | C |
| 불 산 | B | A | C |
| 왕 수 | B | A | C |
| 황 산 (50%) | A | A | A |
| 황 산 (80%) | B | A | C |
| 황 산 (95%) | C | A | C |
| 질 산 (10%) | A | A | B |
| 질 산 (70%) | C | A | C |
| 염 산 (35%) | A | A | A |
| 수산화나트륨 (50%) | A | A | A |
| 빙 초 산 | B | B | C |
| 수 산 화 칼 륨 | A | A | A |
| 중 크 롬 산 칼 륨 | A | A | C |
| 식 물 유 | B | A | C |
| 광 물 유 | A | A | C |
| 기 계 유 | B | A | C |
| 라 드 (Lard) | A | A | C |
| 버 터 | A | A | B |
| 부 탄 | A | A | C |
| 초 산 | A | A | B |
| 크 롬 산 (50%) | C | A | C |
| 크 롬 산 (고농도) | C | A | C |
| 크 레 졸 | B | B | C |

A-전혀 영향 없음

B-어느정도 영향을 받음

C-많이 영향을 받음