

## ■ 사양

형번	HOA-50A	HOA-50D
온도설정범위	실온 + 5℃~180℃	
제어 방식	마이크로컴퓨터식 비례 제어	마이크로컴퓨터식 PID 제어
설정 방식	아날로그 눈금식(눈금폭 10℃)	시트 키 입력 방식
표시 방식	다이얼 눈금 표시	LED 디지털 표시
온도 센서	측온저항체(Pt100Ω)	
히터 재질	스텐레스(SUS304) 파이프 히터	
히터 용량	750W	
전원 스위치	로커 스위치	
안전 장치	과전류 보호 퓨즈·온도 퓨즈	과전류 보호 퓨즈·온도 퓨즈+번 아웃 기구
부가 기능	-	타이머 기능
전원	AC100V 50/60Hz	
부속품	막대 모양 온도계	-