

■ 사양

형번	HVDN-L/HVDN-S	LVDN-L/LVDN-S	HVDH-L/HVDH-S	HVE-S(감속기 장착시)	HVE-S (감속기비장착시)/ LVE-S
회전수	10~600rpm	30~1500rpm	10~600rpm	약 30~200rpm	약 50~1000rpm
	회전수 피드백 제어				
모터	DC 브러시리스 모터 60W			DC브러쉬 모터 4W	
온도설정범위	-		-실온 + 5~200℃	-	
재질	본체 외장/아크릴 변성고충격 염화 비닐 수지, 천판/스테인레스(SUS304)		본체 외장/강판 + 소부도장, 천판/알루미늄	본체 외장/ABS 수지, 감속기 외장/아크릴 변성고충격PVC 천판(본체·감속기)/스테인레스(SUS304)	본체 외장/ABS 수지, 천판/스테인레스(SUS304)
사이즈	278×350×120mm		본체/212×256×186mm, 천판/200×200mm	224×285×115mm	224×285×58mm
전원	AC100V 50/60Hz, 코드 길이/2.5m, 플러그/3P타입		AC100V 50/60Hz, 코드 길이/3m, 플러그/3P타입	AC100V 50/60Hz, 코드 길이/2m, 플러그/3P타입	
부속 교반자	HVDN-L : HSB-1×1개	LVDN-L : HSB-1×1개	HVDH-L : HSB-1×1개	HSB-2×1개	
	HVDN-S : HSB-2×1개	LVDN-S : HSB-2×1개	HVDH-S : HSB-2×1개		
기타 부속품	비커 회전방지용 시트, 2P-3P변환 아답터				

※ 사용하는 점도액의 물성·용기의 크기등에 의해 변화됩니다.