

■ 사양

형번	MegaLight100-ROHS
전원 코드	약 2.0m · 3P(컨버전 커넥터부착)
전원	AC100/200V(전환식) 50/60Hz
소비 전력	150W
램프형명	JCR12V 100W
램프 수명(평균수명)	1000시간
조도	065만Lx ^{*1} / 0~24000Lx ^{*2}
광량 조절 방식	전압 조절식
색조/(색온도 ^{*3})	백색/3100K
냉각 방식	강제 팬 냉각
사이즈	76×235×120mm
중량	약 1.5kg