

## ■ 사양

형번	이코노미 핫플레이트			세라믹 핫플레이트(아날로그 타입)			세라믹 핫플레이트(디지털 타입)		
	EHP-170	EHP-250	EHP-400	CHP-170AN	CHP-250AN	CHP-400AN	CHP-170DN	CHP-250DN	CHP-400DN
재질	플레이트/알루미늄, 본체/ABS수지			플레이트/세라믹, 본체/알루미늄 다이캐스트(내열 도장 마무리)					
온도제어방법	K열전대에 의한 ON/OFF 제어			K열전대에 의한 PID 제어					
히터 용량	600W	1000W	1300W	900W	1400W		900W	1400W	
안전 장치	과전류 휴즈, 내부 온도 휴즈, 고온 경고 표시 기능								
전원	AC100V 50/60Hz								
사이즈	190×290×110mm	270×365×110mm	425×415×110mm	195×285×105mm	273×360×105mm	423×405×105mm	195×285×105mm	273×360×105mm	423×405×105mm
중량	2.5kg	5kg	9.5kg	2.5kg	3kg	6kg	2.5kg	3kg	6kg