

■ 사양

형번	BS200	BS400	BS600	BS660	BM500
용량	약 4.7ℓ	약 9ℓ	약 11ℓ	약 14ℓ	약 4ℓ
온도설정범위	실온 + 5℃~비등 온도(물)				실온 + 5~100℃
온도조절정도	±3℃(at70℃)				±1.5℃(교반시)
히터	900W	1.4kW		1.3kW	1 kW(100 V시)· 1.44 kW(120 V시)
안전장치	과승방지기(액체 팽창식·자기 보관 유지 릴레이·알람 램프 점등)· 과전류 첨부 누전 브레이커(ON시 파워 램프 점등)				자기진단기능(자동과승방지·센서 이상)· 서킷트브레이카(겸용 스위치)·온도퓨즈· 수조 검지스위치
재질	내조/스테인레스·동판, 히터/동파이프(니켈 도금)				본체/ABS 수지, 수조/스테인레스 (SUS316), 히터/인코넬 파이프 히터
전원	AC100V50/60Hz9A	AC100V 50/60Hz 14A		AC100V50/60Hz13A	AC100~120V 50/60Hz 10.5~12.5A
전원코드 길이	약 2m				
유효 내치수	φ186×119mm	298×260×73mm	776×140×74	468×260×73	약φ236×φ165×124mm
중량	약 5kg	약 9.5kg	약 16kg	약 12kg	약 5.5kg
부속품	뚜껑·용기 설치 클램프·스탠드· 스탠드용 컨넥터·알코올식 온도계 (0~100℃)·바닥판·바구니 4개	링·뚜껑·용기 설치 클램프·스탠드·클램프 설치용 횡봉· 스탠드용 연결기·알코올식 온도계(0~100℃)·바닥판			봉상 온도계 (10~110℃) 침선첨부

※ 주위온도에 따라서 비등온도에 이르지 않는 경우가 있습니다.

